

VisionSimulator EyesArc v3.1
アップデート内容

VisionSimulator EyesArc v3.1 アップデート内容

年代別の視力（正視）切り替え機能の追加

右上のボタンにて年代別の視力を切り替えて、見え方に反映することができるようになりました。

※全て正視の視力となります。

※屈折別ボタンで切り替えられる視力は引き続き年代平均のものとなります。



こちらのボタンを切り替えることで年代別の見え方が反映されます。

VisionSimulator EyesArc v3.1 アップデート内容

ライト版の視力値

ライト版の視力値を新しい臨床データで更新いたしました。

2焦点レンズの削除

プロ版・ライト版ともに2焦点レンズ3点を削除いたしました。

※下位バージョンでは引き続きご利用いただけます。